

Upute za povezivanje NovoPen Echo Plus i LibreLink aplikacije




Upotreba brizgalice u aplikaciji Libre Link

Dakle, svi korisnici FreeStyle Libre 2 senzora mogu uz samu aplikaciju koristiti i NovoPen Echo Plus pametnu brizgalicu.


Samo spajanje brizgalice s aplikacijom, odnosno registracija iste, zapravo je vrlo jednostavna.

Potrebno je svega nekoliko minuta a sama aplikacija Vas vodi kroz registraciju.

Korak 1.




Korak 2.



S obzirom da već imam registriranu brizgalicu, ista je vidljiva ulaskom u meni.

Prilikom prve registracije, pojaviti će se isključivo mogućnost registracije brizgalice.

Korak 3.




Biti će potrebno odabrati vrstu pametne brizgalice.

Korak 4



U jednom trenutku će biti potrebno prisloniti brizgalicu na mjesto gdje se na Vašem uređaju nalazi NFC kako bi ista mogla biti očitana od strane aplikacije.

Korak 5.



Ovo je ujedno bio i posljednji korak.

U slučaju prve registracije tražiti će Vas redom unos podataka vidljivih na slici gore a to su: vrsta i naziv inzulina koji ćete injicirati brizgalicom i boja pametne brizgalice (postoji plava i crvena).

Nakon ovog koraka možete početi koristiti pametnu brizgalicu umjesto jednokratnih penova.

